

Массажные мячи Knobbed Balls **диаметр 6 см, 8 см, 9 см, 10 см**

Назначение:

Мячи массажные используются для оздоровительного массажа рук, ног и спины для детей и взрослых.

Массаж способствует повышению тонуса кожи и улучшению кровообращения.

Массаж с использованием мячиков Knobbed Balls широко применяется в детской практике и доставляет настоящее удовольствие маленьким детям.

В косметологии массаж с использованием мячей Knobbed Balls является эффективным элементом в комплексе процедур при целлюлите.

Конструкция:

Мячи Knobbed Balls изготовлены из высококачественного материала Ruton®, который не содержит тяжёлых металлов и опасных для здоровья красителей.

Мячи имеют мягкие закругленные массажные шипы, эффективно массирующие рефлексогенные зоны, но не травмирующие кожу. Игольчатые клапаны (если предусмотрено конструкцией) позволяют регулировать внутреннее давление воздуха. Для этого рекомендуется использовать игольчатый насос TOGU® Ball Pump. Иглу насоса перед использованием рекомендуется смочить водой.

Правила использования:

С помощью Knobbed Balls можно осуществлять самомассаж, а также массаж другого лица. Выбор размера мяча зависит от площади поверхности, подлежащей массажу.

Для достижения максимального эффекта в использовании массажных мячей Knobbed Balls рекомендуем обратиться к специалисту по массажу.

Уход за изделием:

Массажные мячики Knobbed Balls можно мыть в теплом мыльном растворе, сушить вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Массажер для рук Senso® Walking Trainer Light **Массажёр для рук с утяжелением Senso® Walking Trainer Plus**

Назначение:

Массажер для кистей рук. Кисть является одной из важнейших рефлексогенных зон тела. Массаж кисти эффективно воздействует на весь организм в целом.

Конструкция:

Массажёры изготовлены из высококачественного материала Ruton®. Не содержат тяжёлых металлов и опасных для здоровья красителей. Массажёры имеют мягкие закругленные массажные шипы, эффективно массирующие рефлексогенные зоны, но не травмирующие кожу.

Модель Light наполнена воздухом. Модель Plus заполнена утяжелителем.

Правила использования:

Облегченная модель Light предназначена для массажа кисти и развития чувствительности пальцев. Стимуляция кончиков пальцев расслабляет, снимает стресс, стимулирует кровообращение, улучшает память и обучаемость.

Модель Plus имеет утяжелитель, вес массажёра около 250 грамм. Используется как для массажа, так и для развития мускулатуры кисти и предплечья. Массажер удобно лежит в руке,

приятные на ощупь игольчатые выступы тонизируют и побуждают к активным действиям. Утренняя пробежка с парой Senso® Walking Trainer Plus в руках вдвойне эффективна.

Уход за изделием:

Изделия можно мыть в теплом мыльном растворе, сушить вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Роллер массажный Bodyroll

Назначение:

Массажёр для рефлексогенных зон тела. Благодаря своей цилиндрической форме массажёр является эффективным средством для улучшения состояния стоп.

Конструкция:

Роллер Bodyroll изготовлен из высококачественного материала Ruton®, который не содержит тяжёлых металлов и опасных для здоровья красителей.

Роллер представляет собой валик цилиндрической формы с мягкими закругленными массажными шипами, эффективно массирующими рефлексогенные зоны, но не травмирующими кожу. Объем воздуха индивидуально регулируется с помощью игольчатого насоса. Для этого рекомендуется использовать игольчатый насос TOGU® Ball Pump. Иглу насоса перед использованием рекомендуется смочить водой.

Правила использования:

Оздоровительный эффект проявляется при катании роллера по массируемой части тела. При катании роллера стопой эффективно массируются рефлексогенные зоны стопы, а также укрепляются мышцы голени.

Для проведения оздоровительного массажа спины рекомендуется использовать два роллера одновременно.

Уход за изделием:

Изделия можно мыть в теплом мыльном растворе, сушить вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Мяч массажный – сенсорный «ёжик» Senso® Balance Hedgehog, диаметр 16 см

Мяч массажный – сенсорный «ёжик» Senso® Balance Hedgehog XL, диаметр 18,5 см

Назначение:

Наполненные воздухом полусферы «ёжики» с игольчатой поверхностью – идеальные массажёры для стоп. Рекомендуется для массажа рефлексогенных зон стопы детей и взрослых. Сенсорные «ёжики» используются для развития вестибулярного аппарата и в комплексах оздоровительной гимнастики.

В комплект входит плакат с общеразвивающими упражнениями для детей и взрослых.

Конструкция:

Мяч Senso® Balance представляет собой полусферу, покрытую приятными на ощупь массажными шипами. Полусфера имеет игольчатый клапан для регулировки давления воздуха. Рекомендуется использовать игольчатый насос TOGU® Ball pump.

Мяч изготовлен из высококачественного материала Ruton®. Не содержит тяжёлых металлов и опасных для здоровья красителей. Благодаря особой прочности, надежности и герметичности подходит для занятий и игр на открытом воздухе.

Иглу насоса перед использованием рекомендуется смочить водой.

Правила использования:

Для массажа необходимо встать ногами на массажные мячи и, переступая с ноги на

ногу, помассировать стопы.

Простой и эффективной тренировкой чувства равновесия является хождение по сенсорным «ёжикам». В детских садах, в школе и дома из «ёжиков» можно выкладывать тренировочные дорожки и использовать их для занятий в игровой форме.

Уход за изделием:

Мячи Senso® Balance можно мыть в теплом мыльном растворе, сушить вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Массажный валик под шею Massage-Nex

Назначение:

Валик для оздоровительного массажа и расслабления мышц шеи.

Конструкция:

Валик изготовлен из высококачественного материала Ruton®, который не содержит тяжёлых металлов и опасных для здоровья красителей.

Валик имеет мягкие закругленные массажные шипы, эффективно массирующие рефлексогенные зоны, но не травмирующие кожу. Объем воздуха индивидуально регулируется с помощью игольчатого насоса. Для уменьшения объема воздуха в валике вставьте в воздушный клапан иглу от воздушного насоса и надавите на валик. Для увеличения объема воздуха необходимо накачать валик с помощью игольчатого насоса. Для этого рекомендуется использовать игольчатый насос TOGU® Ball Pump. Иглу насоса перед использованием рекомендуется смочить водой.

Правила использования:

Сеанс самомассажа при помощи Massage-Nex очень просто выполнить. Необходимо лечь на ровную горизонтальную поверхность, подложить под шею валик и в течение 5-7 минут медленно поворачивать голову вправо и влево. Выступы округлой формы деликатно воздействуют на точки рефлексогенной зоны, помогая расслабить мышцы шеи.

Уход за изделием:

Изделия можно мыть в теплом мыльном растворе, сушить вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Релаксирующий валик Relax-Nex

Назначение:

Валик Relax-Nex используется для расслабления мышц шеи.

Этот валик очень удобно использовать в качестве поддержки для шеи во время принятия водных и солнечных ванн, в солярии.

Релаксирующий валик незаменим при выполнении упражнений из положения лёжа на спине. Валик обеспечивает опору и предотвращает перенапряжение в области шеи.

Конструкция:

Валик изготовлен из высококачественного материала Ruton®, который не содержит тяжёлых металлов и опасных для здоровья красителей.

Объем воздуха индивидуально регулируется с помощью игольчатого насоса. Для уменьшения объема воздуха в валике вставьте в воздушный клапан иглу от воздушного насоса и надавите на валик. Для увеличения объема воздуха необходимо накачать валик с помощью игольчатого насоса. Для этого рекомендуется использовать игольчатый насос TOGU® Ball Pump. Иглу насоса перед использованием рекомендуется смочить водой.

Правила использования:

Необходимо лечь на ровную горизонтальную поверхность, подложить валик под

шейный отдел позвоночника ровным краем к спине, выемкой к голове, расслабиться и спокойно лежать на валике в течение 20-30 минут.

Эффект воздействия валика следующий: выемка на валике является углублением для шеи, уменьшающим давление на два верхних позвонка, что обеспечивает удобное положение головы и позволяет расслабить шейную мускулатуру.

Уход за изделием:

Изделия можно мыть в теплом мыльном растворе, сушат вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Коврик массажный TOGU® Senso® Mat

Назначение:

Для всех, кто совершенствует свое тело и занимается различными видами оздоровительной гимнастики идеально подойдет Senso® Mat. Сочетая в себе стимулирующий и расслабляющий эффект, Senso® Mat незаменим для занятий йогой и медитативными практиками. Применение Senso® Mat увеличивает эффективность занятий, способствует более быстрому достижению результатов тренировки, делает занятия незабываемо комфортными.

Массажный коврик Senso® Mat незаменим для домашнего использования для всей семьи. Если в доме есть малыши, то ползание или хождение по коврику станет доступным и приятным массажем для малыша. Для взрослых хождение по коврику – прекрасный массаж стоп.

Конструкция:

Senso® Mat выполнен из высококачественного материала Ruton®, отличающегося высокими динамическими характеристиками, особой прочностью и надежностью. Массажные шипы имеют закругленную форму для мягкого воздействия на кожу. Размеры коврика: 60x120 см или 60x40 см.

Правила использования:

Коврик можно использовать на любой поверхности: как на гладком полу, так и на различных ковровых покрытиях.

Уход за изделием:

Изделия можно мыть в теплом мыльном растворе, сушат вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Условия хранения:

При температуре +18 – +25°C, влажность воздуха 40 - 70 %; защищать от непрямого и прямого воздействия солнечного или искусственного света; хранить в закрытой декоративной коробке.

Условия утилизации: утилизация с бытовым мусором.

Срок службы: не определен и зависит от условий и интенсивности эксплуатации.

Товар не представляет собой опасности для жизни и здоровья покупателя.

Гарантийный срок: 12 месяцев со дня продажи.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.16.960.П.070147.11.06 от 3.11.2006 выдано ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Производитель:

TOGU Гебр. Обермайер оХГ, Германия, 83209, Прин-Баххам, Атцингер Штрассе 1.

Импортер:

ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 127124, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр.1.

Для корреспонденции: Россия, 127220, Москва, а/я №60.